


フレームカラー選べます!

標準予防策に基づいた个人防护具用ラック

セーフティPPEラック



【个人防护具の装着率の向上に】

【必要な場所にまとめて保管】

煩雑な作業スペースの整理と
効率アップに繋がります。

主な設置場所

- ◆ 病室、ICU・CCUなどの出入口に
- ◆ 感染隔離室などの出入口に
- ◆ 一般外来・救急外来に
- ◆ 手術室、内視鏡室、中央材料室に

▲ ラックを取り付ける際は、壁面に十分な強度があることを確認してください。

《設置環境により「右入れ」「左入れ」の対応が可能です》

《安全性を高めるために、フレームの角を丸くしました!》

リニューアル! → 《より狭い設置面にも対応可能になりました!》

☹️ 壁に穴があけられない! ビス固定ができない場合には...

磁石固定 (1)

▲ 磁石タイプの耐荷重目安は約3.5kgです。
ラック全面に荷重を均等にかけた場合の
値になります。

手すり差込み固定 (2)

▲ 手すりの幅に合わせて調節してください。
▲ 手すりとのすき間2.5cmから設置可能。

【ラックの場所が移動できます!】

【使用しない時は取り外せます!】



▲ 磁石・手すりタイプは外れやすい為、大きな負荷を
かけないでください。

品番	商品名	寸法 (幅×高さ×奥行)	参考価格	ケース入数	JANコード
004-49103	セーフティPPEラック3 ビス留めタイプ ※1	27×48×14.5cm	オープン	4台	4971089491033
004-49104	セーフティPPEラック3 手すり付けタイプ	27×73×14.5cm	オープン	5台	4971089491040
004-49105	セーフティPPEラック3 磁石付けタイプ	27×48×15.5cm	オープン	4台	4971089491057

※1: 本製品はラックのみの販売となっております。固定用ネジはついておりませんので、φ4mmのネジ(市販)をご用意下さい。また、取り付けの際は、ビス穴4点以上で確実に固定してください。

※本製品は受注生産品です。

※その他、固定用具につきましては、弊社セールスまでお問い合わせください。

標準予防策に基づいた個人防護具用ラック

セーフティPPEラック

3段タイプのラックでは、
PPE(個人防護具)が収まらない!

病院内で使用するPPE(個人防護具)
等の種類が増えてきてる...



☹️ 多種のPPEをより使い易く、より清潔に保管するには... ☹️

セーフティPPEラック1プラスが解決します!!


特徴

- 1段タイプのラックとしてご使用頂けます。
- 使用状況に応じて、iwatsuki【セーフティPPEラック3】に、取り付け、取り外して、ご使用頂くことができます。
- フレームのフック部分を引っ掛けるだけで、簡単に取り付けることができます。



取り付け例

- ◆ 取り付け例 ①
【PPEラック3】の上側に
取り付けることが
出来ます。
- ◆ 取り付け例 ②③
【PPEラック3】の上側に
余裕がない場合は、
側面に取り付けること
が出来ます。
高さも2段階、選ぶこと
ができます。



品番	商品名	寸法 (幅×高さ×奥行)	参考価格	ケース入数	JANコード
004-49204	セーフティPPEラック1 プラス	27×17.5×14cm	オープン	-	4971089492047



やさしい目で健康を見つめる...

iwatsuki株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<https://www.iwatsuk.co.jp/>



iwatsukiSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp/>

