

器40 医療用のこぎり
一般医療機器 手動式ギブスカッター 16341000
ル ナ ク ー パ ー

【形状・構造及び原理等】

ステンレス鋼製

【使用目的又は効果】

はさみ様の手持型器具。2枚の刃の遠位端から転心まで顎状の構造をとり、ギブスを形成するための合成材料を切断することができる。はさみ様の機構をなす片方の刃の先端は、患者の損傷を防ぐため鈍くなっている。

【使用方法等】

対象物を刃で挟み、ハンドル部に指をかけて握り、切断する。

【使用上の注意】

使用前に、汚れ・破損・変形がないこと及び稼動部の動き等を点検すること。

【保管方法及び有効期間等】

使用後は、汚れ等を拭き取り、乾燥した状態で保管すること。

【保守点検に係る事項】

稼動部の動きをスムーズにするため水溶性潤滑剤を塗布すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

お客様相談窓口 03-3966-8254