

医4 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000  
**滅菌セラポンジ X**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

ガーゼを重ねて縫製したもので、X線造影糸を含んでいる。

ガーゼ：綿100%

X線造影糸：硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素 他

**【使用目的又は効果】**

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する。

**【使用方法等】**

手術時に適宜使用する。

**【使用上の注意】**

体内に留置しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年 [自己認証による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：イワツキ株式会社

\*お客様相談窓口 03-3966-8254