

**2020年10月 (第5版)
*2018年10月 (第4版)

届出番号:13B3X00207000010

医4 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000
滅菌ハイツツペルX

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%ガーゼを球状に巻き込んだもの。

X線造影糸を含み、脱脂綿を芯に用いる場合がある。

**X線造影糸：硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素 他

【使用目的又は効果】

出血の抑制又は液の吸収等のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法等】

手術時に適宜使用する。

【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない場所に保管すること。

〈有効期間〉

滅菌保証期間：3年 [自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：イワツキ株式会社

*お客様相談窓口 03-3966-8254