

LUNA CAST

ルナキャスト®

熱可塑性ギプス包帯

使用方法の
紹介動画は
ホームページを
ご覧ください



硬化後も再成形できる！
手軽で便利な現場の味方



※使用画像はイメージです。 ※面ファスナーは取付けていません。




キャストイング、スプリントとしても使用できる
汎用性の高いキャスト材です。

お湯で軟化し、手軽に作製が可能です。

- 70℃以上で軟化し、素手でご使用になれます。
- 硬化後も補強が簡単にできます。
- 熱可塑性なので、硬化後も再加熱で軟化し、修正が可能です。
- 必要な量だけ使用できるので経済的です。
- フィット性に優れています。
- コールドスプレーや水を使用する事で硬化時間を短縮できます。

ルナキャスト 規格

品番	品名	ケース入数	JANコード
003-30280	ルナキャスト S 5cm×3.6m 6巻	12箱	4971089302803
003-30281	ルナキャスト M 7.5cm×3.6m 6巻	12箱	4971089302810
003-30282	ルナキャスト L 10cm×3.6m 6巻	6箱	4971089302827
003-30283	ルナキャスト LL 12.5cm×3.6m 6巻	6箱	4971089302834
003-30284	ルナキャスト ファーストキット S2巻 M1巻 L1巻	12箱	4971089302841



一般的名称:ギプス包帯 販売名:ルナキャスト 届出番号:13B3X00207000054

主な用途

- 骨折、ひび、捻挫、突き指などの固定処置
→ 整形外科、鍼灸・接骨(整骨)院、動物病院
- 自助具の作製
→ リハビリ、介護関連

関連商品

ギプス剪刀
「ルナクーバー」

- 鋸刃加工でより切りやすい。
- 全長18cm。



やさしい目で健康を見つける…
イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<https://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)
<https://www.iwatsukishop.jp>

