

シリーズ
新規格

内視鏡拭き取り用ワイパー

旭化成のベンリーゼ®使用

使い易さアップ! /

ハイゼ® スコープワイパー 厚手

厚手なので拭き取れます!

内視鏡1本を ワイパー1枚で!

(当社調べ)

ハイゼ® スコープワイパー 厚手 の特長

脱落繊維
ほとんどなし

使い切りなので
感染症リスクを低減

素早く吸水
優れた保液性

医療現場における
不織布ガーゼの定番です。

日本製



未利用繊維100%
エコマーク認定番号
第03104017号

未滅菌



専用ホルダーに 装着すると

- 片手で簡単に
1枚ずつ
取り出し可能
- 落下細菌に
汚染されにくい
下向き構造

洗浄後の内視鏡を
拭き取る時に使うのは
どちらですか？



ハイゼ®
スコープワイパー
厚手



リネンタオル

脱落繊維がほとんどないので、
故障のリスクが極めて低いです

内視鏡への
負担

脱落繊維がチャンネル内に
入り込むことにより
送気不良、ノズルの詰まり、
電気コネクター部の接触不良による
画像の乱れを引き起こす場合があります




使い切りタイプなので、
(ディスポーザブル製品)
感染症リスクを低減します

対
感染症

ご使用後、
完全に乾かないうちに
再利用しますと
感染症リスクが高まります

1枚のスコープ
ワイパー厚手で、
内視鏡1本を
拭き取れます

吸水倍率比較試験



※旭化成(株)調べ

吸水力

医療の現場で、
タオルを使用される方の
一番の理由は、
その吸水力です

品名	サイズ	寸法	重量	包装/入数	定価(税別)	JANコード
ハイゼ スコープワイパー 厚手	159×490mm	個装: 200×180×127 (H)mm ケース: 220×670×370 (H)mm	約610g/個装 約6.6kg/ケース	100枚/箱 10箱/ケース	2,400円/箱 24,000円/ケース	4 970512 544711

■販売元



やさしい目で健康を見つめる...

イワツキ株式会社

本社: 東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所: 仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<https://www.iwatsuki.co.jp>

