



ディスポ製品シリーズ

一般的名称	単回使用汎用サージカルドレープ
販売名	メディカルドレープ
届出番号	27B1X00114000015

# メディカルドレープ



圧力下でも、血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ

### 【吸水ドレープ：DQタイプ】

柔らかく、吸水性の高いспанレース不織布と防水フィルムを貼りあわせたドレープです。

### 【撥水ドレープ：FDHタイプ】

撥水性спанボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼りあわせた3層構造のドレープです。

■ AAMIのPB70※2規格

レベル	試験方法	要求値
1	衝撃透過性(スプレーインパクト法) AATCC42:2000	≤4.5g
2	衝撃透過性(スプレーインパクト法) AATCC42:2000	≤1.0g
	耐水性 AATCC127:1998	≥200mm
3	衝撃透過性(スプレーインパクト法) AATCC42:2000	≤1.0g
	耐水性 AATCC127:1998	≥500mm
4	人工血液による浸透に対する抵抗性の試験方法 ASTM F1670:2003対ドレープ	合格
	Phi-X174ウイルスによる血液媒介性病原体の浸透に対する抵抗性の試験方法 ASTM F1670:2003対ガウン	合格

◆FDH・DQ素材のドレープは全てAAMI規格※1”レベル4”を満たしております。その為、血液やウイルスの浸透に対して高いバリア性を持っています。

※1: AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) とは、米国医療機器振興協会のこと。

医療用材料の防御機能表示を義務付けたもの。

※2: 医療用途に使用されるガウン&ドレープの液体に対するバリア性能と分類

品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
004-41130	メディカルドレープ 片面吸水DQ6060 60x60cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089411307
004-41131	メディカルドレープ 片面吸水DQ9090 90x90cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089411314
004-41132	メディカルドレープ 片面吸水DQ1212 120x120cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089411321
004-41140	メディカルドレープ 片面吸水DQA60606 60x60cm 6円穴あき 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089411406
004-42041	メディカルドレープ 撥水防水性FDH6060 60x60cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089420415
004-42042	メディカルドレープ 撥水防水性FDH9090 90x90cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089420422
004-42043	メディカルドレープ 撥水防水性FDH9012 90x120cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089420439
004-42044	メディカルドレープ 撥水防水性FDH1212 120x120cm 穴なし 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089420446
004-42045	メディカルドレープ 撥水防水性FDHA60609 60x60cm 9円穴あき 1枚 滅菌済	オープン	50枚×2	4971089420453



やさしい目で健康を見つめる...

## イワツキ株式会社

本社：東京都板橋区志村 1-32-18

TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢

<http://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)

<http://www.iwatsukishop.jp/>

