



長時間ご使用の方、お肌の弱い方に

夜間や尿量の多い方、お肌の弱い方に



最適サイズ

ーワイドロングー 安心形状マット

股下すっきり、おしりひろびろのマットで、身体にぴったりフィット！

ービッグー ひろびろ設計

おしりを包みこむひろびろ設計で、長時間装着する方や尿量の多い方でも安心！

横モレ防止

しっかり立体ギャザー

2本の伸縮ゴムを使用した強力な立体ギャザーを採用！
パッドを広げただけで、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防ぎます。

巾28×長さ56cm

巾31×長さ60.5cm

ムレ解消

透湿性バックシート

尿を通さず湿気だけを放出。
カブレやムレの不快感を解消！




<通気性実験写真>




見分けが簡単

色別プリントシート

パッド別にパッケージと同じ色をプリントすることで、製品の見分けが一目でわかります。



ワイドロング



ビッグ



吸収回数の目安

1回の排尿量
150ml
として 排尿 **4** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです

吸収回数の目安

1回の排尿量
150ml
として 排尿 **6** 回分

上記数値は当社測定方法によるものです

やさしい目で健康を見つめる...

透湿尿とりパッド価格表


品 番	商 品 名	製品サイズ (cm)	入数	ケース 入数	巾×高×奥行(mm)	重量	参考価格	JANコード
					袋	袋		
					ケース	ケース		
005-50241	透湿尿とりパッド ワイドロング 病院施設用	28×56	30枚	6袋	225×315×165	1,690g	オープン	 4 971089 502418
					690×340×340	11.1kg		
005-50242	透湿尿とりパッド ビッグ 病院施設用	31×60.5	30枚	4袋	350×245×190	2,281g	オープン	 4 971089 502425
					725×263×395	10.1kg		



紙おむつのあて方 尿モレ防止のワンポイントアドバイス

【ハイドライエース簡単テープ止めタイプ】
+ 【イワツキ透湿尿とりパッド】 併用の場合

テープ止めのギャザーはパッドを併用する事を前提として考えられていますので、広く作られています。
立体ギャザーの中に必ずパッドを収めて下さい。
ギャザーは非常に強い撥水をするので、重なったりしているとモレの原因になります。
高吸収パッドは大型な物が多いので、パッドの後部がテープ止めの後ろからはみ出さない様に注意して下さい。
場合によっては外側に折り返しを行なうと効果的です。



『医療費控除制度』活用のおすすめ

- 1) 大人用紙おむつや尿とりパッド類は「医療費控除」の対象品となっています。
- 2) 「医療費控除」申告の必要書類
 - イ) 「おむつ使用証明書」
おむつを使う方を診ているかかりつけのお医者さんか、病院にご相談のうえ「紙おむつ使用証明書」の発行を依頼して下さい。
 - ロ) 「領収書」
紙おむつを購入した(日付)(購入金額)(使う方の氏名)(商品名又は大人用紙おむつ)が記入された「領収書」を必ず受け取り、申告の時まで保存しておいて下さい。
- 3) 申告しなければ、税金の還付は受けられません。毎年2～3月の確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収書」を添えて必ず申告しましょう。
- 4) 詳しくは税務署、市区町村におたずね下さい。



やさしい目で健康を見つめる…

イワツキ株式会社

本 社：東京都板橋区志村 1-32-18
TEL03(3966)8371
営 業 所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢
<http://www.iwatsuki.co.jp>