

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

第3類医薬品

# 消毒綿 コールメン® エタダブル






4cm×4cm 2枚×200包

- ◆ 衛生的な使い捨てアルコールカット綿です。
- ◆ 個包装で中身の乾燥を防ぎ、いつも清潔で安心です。
- ◆ 感染予防対策用として、持ち運びにも便利です。

## 使用方法

1. 切り込み部から封を開けます。
2. 消毒綿を取り出します。
3. 皮膚を消毒します。



※二つ折にし、2包同時に開封することもできます。  
※綿が裂ける場合がありますので、開け口から開封してください。

## ■ 効能・効果

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

## ■ 用法・用量

そのまま塗擦、清浄用として用いる

## ■ 成分

日局 エタノール、日局 精製水

## ■ 内容量

1包あたり、0.32gの脱脂綿に  
1.73mLの薬液を含ま

品番	品名	参考価格	ケース入数	JANコード
004-42215	コールメン® エタダブル 4×4cm 2枚入 200包	オープン	24箱	4971089422150

 **イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18  
TEL03(3966)8371

営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢  
<http://www.iwatsuki.co.jp>



イワツキSHOP (オンラインショップ)  
<http://www.iwatsukishop.jp/>

