

一般的名称	X線造影材入リスポンジ
販売名	ハイツッペルX
届出番号	13B3X0020700009

医療機器

# ハイツッペルX

## イワツキのX線造影系は…

- 極細のポリプロピレン糸を束ねているので、柔らかく、強度があり、切れにくくなっています。
- 造影力に優れています。
- 耐熱性に優れ、オートクレープ/EOG滅菌にも変色、特性劣化がほとんどありません。

### Tタイプ

- 【形状】 X線造影系入ガーゼを、鈴状に適度な硬さで巻き込んだものです。
- 【特長】 造影糸が外側に露出しない中糸形状で製作しています。(特許取得)  
選べる豊富な8サイズ！



### Aタイプ

- 【形状】 脱脂綿をX線造影系入ガーゼで楕円状に包み込んだものです。
- 【特長】 先端部分に造影糸が出ない形状で製作しています。  
絞り部分が保持しやすい形状です。



- ◆ 摘出手術、移植手術などの外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に！
- ◆ 豊富なサイズで使用部位に対応したサイズが選べます。



### 製品規格表

品番	品名・規格	参考価格	ケース入数	JANコード
002-20469	ハイツッペルX T-3S 100球 直径4.0mm	オープン	—	4971089204695
002-20432	ハイツッペルX T-SS 100球 直径6.0mm	オープン	—	4971089204329
002-20433	ハイツッペルX T-S 100球 直径8.0mm	オープン	—	4971089204336
002-20434	ハイツッペルX T-M 100球 直径10.0mm	オープン	—	4971089204343
002-20435	ハイツッペルX T-L 100球 直径13.0mm	オープン	—	4971089204350
002-20466	ハイツッペルX T-LL 100球 直径16.0mm	オープン	—	4971089204664
002-20467	ハイツッペルX T-3L 100球 直径19.0mm	オープン	—	4971089204671
002-20468	ハイツッペルX T-4L 100球 直径21.0mm	オープン	—	4971089204688

\*商品改良のため仕様を予告なく変更する場合があります。




Tタイプは3・5球の滅菌済製品の定番がございます。詳しくは弊社セールスにお問い合わせください。

### 製品規格表

品番	品名・規格	参考価格	ケース入数	JANコード
002-20591	ハイツッペルX A-SS 100球 巾7.5mm	オープン	—	4971089205913
002-20592	ハイツッペルX A-S 100球 巾9.0mm	オープン	—	4971089205920
002-20593	ハイツッペルX A-M 100球 巾10.5mm	オープン	—	4971089205937
002-20594	ハイツッペルX A-L 100球 巾12.5mm	オープン	—	4971089205944

\*商品改良のため仕様を予告なく変更する場合があります。

## ハイツッペルX サイズ表



やさしい目で健康を見つける…  
**イワツキ株式会社**

本社：東京都板橋区志村 1-32-18  
 TEL03(3966)8371  
 営業所：仙台・新潟・日本橋・相模原・金沢  
<http://www.iwatsuki.co.jp>


**イワツキSHOP** (オンラインショップ)  
<http://www.iwatsukishop.jp/>
